



ROSENFIRE
YOUR NEXT EQUIPMENT

SCHEDA TECNICA



Materasso a Depressione CDK

CDK è il classico materasso a depressione, robusto e affidabile. È munito di una corda passante che viene utilizzata nella parte inferiore, con la presenza di manopole in Santoprene® come maniglia e nella parte superiore come attacco per le cinture di fissaggio paziente. Il lato superiore è di colore arancio, quello inferiore è grigio. La valvola on/off, realizzata in ottone cromato con portagomma incorporato, garantisce tenuta a qualunque temperatura e durata illimitata.

I materiali particolarmente robusti e l'esecuzione accurata sono le prerogative per un materasso vacuum che può essere utilizzato dai gruppi della protezione civile, vigili del fuoco, industrie e soccorso montano.

Per l'uso necessita della pompa (Da acquistare a parte).



REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 403730 classificazione CND V0804 GMDN 35689

I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

Caratteristiche Specifiche

Tessuto robusto, non assorbente ed autoestinguente

Corda perimetrale con morbide maniglie per facilitare il trasporto

Forma rastremata per migliorare l'aderenza al paziente

9 maniglie rendono più agevole il trasporto e consentono un miglior adattamento in vari scenari di soccorso

La radio trasparenza permette di effettuare le diagnosi preliminari ai raggi X

Materiali: AI, PP, PVC, Nylon.

Dimensioni: (Lu x La): 2130 x 880 mm

Peso: 4,10 kg

